

TRAUMA

PLACA LCP METAFISIARIA
3,5/4,5 MM





La placa LCP combinada 3.5/4.5 mm BONE Ti, brinda una mayor estabilidad para fracturas metafisiarias. Su bajo perfil en su parte caudal, la combinación y divergencia de sus orificios que crean un ángulo fijo, dan una mayor distribución de carga brindando mayor estabilidad en las facturas inestables.

INDICACIONES

- Fracturas inestables
- Fracturas distales de tibia
- Fracturas extra articulares de la zona metafisiaria con prolongación a la diáfisis
- Fracturas proximales de Húmero.




TORNILLOS 

- Tornillo de bloqueo 3.5 mm
- Tornillo de bloqueo 5.0 mm
- Tornillo cortical de 4.5 mm
- Tornillo cortical de 3.5 mm

HOLE	PN	LENGTH	MATERIAL
5	123220005	154mm	Titanium
6	123220006	172mm	Titanium
7	123220007	190mm	Titanium
8	123220008	208mm	Titanium
9	123220009	226mm	Titanium
11	123220011	262mm	Titanium

BONE **Ti**™
TRAUMA & SPINE SOLUTIONS



www.bone-ti.com



BONE - Ti es una marca Tocamedic Colombia

Carrera 16 No. 13C - 78

Valledupar - Cesar - Colombia

Tel: (57)(5) 589 85 22

Cel: (57) 310 459 1567

info@bone-ti.com

ventas@tocamedic.com

  @bone.tioficial

www.bone-ti.com