



TRAUMA

PLACA LCP DE TIBIA  
PROXIMAL






La placa LCP de tibia proximal de 4.5 mm (Palo de Golf) BONE Ti, creada para dar solución a fracturas complejas del platillo tibial por medio de formación de estabilidad angular. Su pre moldeado anatómico, permite la rápida movilización, y mejora la adherencia en huesos osteopénico.

**INDICACIONES**

- Fractura de tibia proximal lateral
- Fracturas intra articulares de platillo de tibia
- Fracturas extra articulares de platillo tibial
- Fracturas complejas y conminutas
- Osteotomías de tibia

**TORNILLOS**

Tornillo de bloqueo 5.0 mm

Tornillo cortical de 4.5 mm

Tornillo esponjoso de 6.5 mm

HOLE	PN	DIRECTION	LENGTH	MATERIAL
5	123233105	Left	154mm	Titanium
7	123233107	Left	172mm	Titanium
9	123233109	Left	190mm	Titanium
11	123233111	Left	208mm	Titanium
5	123233205	Right	226mm	Titanium
7	123233207	Right	262mm	Titanium
9	123233209	Right	190mm	Titanium
11	123233211	Right	208mm	Titanium

**BONE** **Ti**™  
TRAUMA & SPINE SOLUTIONS





BONE - Ti es una marca Tocamedic Colombia

Carrera 16 No. 13C - 78  
Valledupar - Cesar - Colombia

Tel: (57)(5) 589 85 22

Cel: (57) 310 459 1567

[info@bone-ti.com](mailto:info@bone-ti.com)

[ventas@tocamedic.com](mailto:ventas@tocamedic.com)

  @bone.tioficial

[www.bone-ti.com](http://www.bone-ti.com)