



TRAUMA

MINI PLACA LCP  
CONDILAR 2.0 MM.





La mini placa LCP condilar de 2.0 mm. de BONE TI posee orificios combinados que permite la compresion o bloqueo de acuerdo a la necesidad, sus muescas de reconstruccion permite un facil moldeado de ser necesario, con bordes ultrapulidos que disminuye la fricción e irritacion de los tejidos blandos.

**INDICACIONES**

- Fractura sub condilar de los falanges
- Fractura intercondilea de los falanges
- Fracturas del carpo y metatarso
- Osteotomía y artrodesis de mano y pie



HOLE	PN	MATERIAL
3	121224103	Titanium
4	121224104	Titanium
5	121224105	Titanium
6	121224106	Titanium

**BONE**  
TRAUMA & SPINE SOLUTIONS





BONE - Ti es una marca Tocamedic Colombia

Carrera 16 No. 13C - 78

Valledupar - Cesar - Colombia

Tel: (57)(5) 589 85 22

Cel: (57) 310 459 1567

[info@bone-ti.com](mailto:info@bone-ti.com)

[ventas@tocamedic.com](mailto:ventas@tocamedic.com)

  @bone.tioficial

[www.bone-ti.com](http://www.bone-ti.com)