



TRAUMA

PLACA LCP GANCHO  
PARA CUBITO DISTAL





Placa LCP gancho para cubito distal BONE Ti, se diseñó con perfil aplanado, bordes redondeados y superficie pulida, para limitar la irritación de las partes blandas. Cuenta con ganchos que sujetan la apófisis estiloides operando como punto de referencia en la ubicación de la placa; los tornillos proximales son divergentes y sujetan la cabeza del cubito.

**INDICACIONES**

- Fractura distal del cúbito
- Fracturas extra articulares conminutas del cuello del cúbito
- Fractura de la cabeza del cúbito



**TORNILLOS** 

Tornillo de bloqueo 2.4 mm

Tornillo cortical 2.4 mm

HOLE	PN	LENGTH	MATERIAL
7	121235007	46 mm	Titanium

**BONE** **Ti**™  
TRAUMA & SPINE SOLUTIONS



[www.bone-ti.com](http://www.bone-ti.com)



BONE - Ti es una marca Tocamedic Colombia

Carrera 16 No. 13C - 78  
Valledupar - Cesar - Colombia

Tel: (57)(5) 589 85 22

Cel: (57) 310 459 1567

[info@bone-ti.com](mailto:info@bone-ti.com)

[ventas@tocamedic.com](mailto:ventas@tocamedic.com)

  @bone.tioficial

[www.bone-ti.com](http://www.bone-ti.com)