



TRAUMA

PLACA LCP  
DE RADIO DISTAL





La placa LCP de radio distal BONE Ti, diseñada para fracturas segmentarias del tercio distal del radio que comprometa su diáfisis. Sus orificios combinados dinámicos y de bloqueo proporcionan estabilidad, además su curvatura permite mantener la reducción anatómica de la carilla articular. Sus bordes redondeados y diseño ultra-pulido, disminuyen la fricción entre los tejidos blandos y el compromiso vascular.

**INDICACIONES**

- Fracturas multi-fragmentarias del radio
- Fracturas metafisiarias del radio
- Fracturas segmentarias que comprometan el tercio distal del radio y diáfisis del mismo



**TORNILLOS** 

Tornillo de bloqueo 2.4 mm

Tornillo cortical 2.4 mm

HOLE	PN	LENGTH	MATERIAL
8	122261008	100mm	Titanium
10	122261010	112mm	Titanium
12	122261012	140mm	Titanium

**BONE**  
TRAUMA & SPINE SOLUTIONS





BONE - Ti es una marca Tocamedic Colombia

Carrera 16 No. 13C - 78  
Valledupar - Cesar - Colombia

Tel: (57)(5) 589 85 22

Cel: (57) 310 459 1567

[info@bone-ti.com](mailto:info@bone-ti.com)

[ventas@tocamedic.com](mailto:ventas@tocamedic.com)

  @bone.tioficial

[www.bone-ti.com](http://www.bone-ti.com)