

TRAUMA

PLACA LCP PARA TIBIA  
PROXIMAL LATERAL  
3,5 MM




# PLACA LCP PARA TIBIA PROXIMAL LATERAL 3,5 MM



La placa LCP para tibia proximal lateral 3.5 mm BONE Ti brinda una estabilidad angular en la zona de la meseta externa, y proporciona una amplia superficie de sostén junto con una triangulación angular estable gracias los tornillos que se insertan de manera oblicua en sentido lateral hacia arriba. Las características de la placa favorecen a la consolidación ósea acelerando su funcionabilidad.

## INDICACIONES

- Fracturas intra-articulares de meseta tibial
- Fracturas extra-articulares de meseta tibial
- Fracturas epifisiarias de meseta tibial
- Fracturas metafisiarias de meseta tibial
- Fracturas conminuta de meseta tibial



## TORNILLOS

Tornillo de bloqueo 3.5 mm

Tornillo cortical de 3.5 mm

HOLE	P.N	DIRECTION	LENGTH	MATERIAL
6	122253106	Left	110mm	Titanium
8	122253108	Left	118mm	Titanium
10	122253110	Left	136mm	Titanium
12	122253112	Left	154mm	Titanium
6	122253206	Right	110mm	Titanium
8	122253208	Right	118mm	Titanium
10	122253210	Right	136mm	Titanium
12	122253212	Right	154mm	Titanium

**BONE** **Ti**™  
TRAUMA & SPINE SOLUTIONS





BONE - Ti es una marca Tocamedic Colombia

Carrera 16 No. 13C - 78  
Valledupar - Cesar - Colombia

Tel: (57)(5) 589 85 22

Cel: (57) 310 459 1567

[info@bone-ti.com](mailto:info@bone-ti.com)

[ventas@tocamedic.com](mailto:ventas@tocamedic.com)

  @bone.tioficial

[www.bone-ti.com](http://www.bone-ti.com)