

BONE

Ti

TRAUMA & SPINE SOLUTIONS



TRAUMA

PLACA LCP DE FEMUR
DISTAL LATERAL






La placa LCP de fémur distal BONE Ti, es una placa con diseño anatómico y perfil plano. Posee agujeros combinados que permiten una estabilización angular y movilización funcional.

INDICACIONES

- Fracturas de fémur distal
- Fracturas intra condíleas
- Fracturas supra condíleas
- Fracturas peri protésicas
- Osteotomías de fémur




TORNILLOS 

- Tornillo de bloqueo 5.0 mm
- Tornillo cortical de 4.5 mm

HOLE	PN	DIRECTION	LENGTH	MATERIAL
5 (+7)	123230105	Left	155mm	Titanium
7 (+7)	123230107	Left	195mm	Titanium
9 (+7)	123230109	Left	235mm	Titanium
11 (+7)	123230111	Left	275mm	Titanium
13 (+7)	123230113	Left	315mm	Titanium
5 (+7)	123230205	Right	155mm	Titanium
7 (+7)	123230207	Right	195mm	Titanium
9 (+7)	123230209	Right	235mm	Titanium
11 (+7)	123230211	Right	275mm	Titanium
13 (+7)	123230213	Right	315mm	Titanium

BONE
TRAUMA & SPINE SOLUTIONS



Calle 16 No. 15 - 16 Local 102 Tel: (575) 580 33 08 Cel: (57) 315 580 1249
E-mail: contacto@bone-ti.com / Valledupar - Cesar - Colombia

www.bone-ti.com



BONE - Ti es una marca Tocamedic Colombia

Carrera 16 No. 13C - 78
Valledupar - Cesar - Colombia

Tel: (57)(5) 589 85 22

Cel: (57) 310 459 1567

info@bone-ti.com

ventas@tocamedic.com

  @bone.tioficial

www.bone-ti.com