



TRAUMA

PLACA LCP PARA  
TIBIA PROXIMAL  
LATERAL TIPO II



# PLACA LCP PARA TIBIA PROXIMAL LATERAL TIPO II



La placa LCP de tibia proximal lateral Tipo II BONE TI, diseño anatómico pre moldeado, la acodadura de la placa en su porción proximal, se adapta al cóndilo lateral, posee agujeros para la inserción de agujas de kirschner que permite fijar los fragmentos fracturados y colocar la placa con exactitud.

## INDICACIONES

- Fractura intra-articular metafisiaria de la tibia proximal
- Fractura extra-articular epifisiaria y multi-fragmentaria de tibia proximal



## TORNILLOS



Tornillo de bloqueo 5.0 mm

Tornillo cortical de 4.5 mm

Tornillo esponjoso de 6.5 mm

HOLE	PN	DIRECTION	LENGTH	MATERIAL
5	123232105	Left	110mm	Titanium
6	123232106	Left	118mm	Titanium
7	123232107	Left	136mm	Titanium
8	1123232108	Left	154mm	Titanium
5	123232205	Right	110mm	Titanium
6	123232207	Right	118mm	Titanium
7	123232207	Right	136mm	Titanium
8	123232208	Right	154mm	Titanium

**BONE** **Ti**™  
TRAUMA & SPINE SOLUTIONS



[www.bone-ti.com](http://www.bone-ti.com)



BONE - Ti es una marca Tocamedic Colombia

Carrera 16 No. 13C - 78

Valledupar - Cesar - Colombia

Tel: (57)(5) 589 85 22

Cel: (57) 310 459 1567

[info@bone-ti.com](mailto:info@bone-ti.com)

[ventas@tocamedic.com](mailto:ventas@tocamedic.com)



@bone.tioficial

[www.bone-ti.com](http://www.bone-ti.com)