



TRAUMA

PLACA LCP DE TIBIA
PROXIMAL MEDIAL
ENT





La placa LCP de tibia proximal medial en T BONE TI, posee una amplia superficie de sostén ya que los tornillos de bloqueo forman un conjunto con ángulo fijo que proporciona estabilidad en la zona de la meseta tibial medial. Su curvatura anatómica y diseño de contacto limitado permiten mantener la reducción primaria disminuyendo el daño vascular.

INDICACIONES

- Fracturas segmentaria de la porción proximal de la tibia
- Fracturas conminuta de la meseta tibial
- Fracturas con hundimiento de la cara interna de la meseta tibial


**TORNILLOS** 

Tornillo de bloqueo 5.0 mm

Tornillo cortical de 4.5 mm

HOLE	PN	DIRECTION	LENGTH	MATERIAL
4	123247104	Left	106mm	Titanium
6	123247106	Left	142mm	Titanium
8	123247108	Left	178mm	Titanium
10	123247110	Left	214mm	Titanium
4	123247204	Right	106mm	Titanium
6	123247206	Right	142mm	Titanium
8	123247208	Right	178mm	Titanium
10	123247210	Right	214mm	Titanium

BONE **Ti**™
TRAUMA & SPINE SOLUTIONS



www.bone-ti.com



BONE - Ti es una marca Tocamedic Colombia

Carrera 16 No. 13C - 78
Valledupar - Cesar - Colombia

Tel: (57)(5) 589 85 22

Cel: (57) 310 459 1567

info@bone-ti.com

ventas@tocamedic.com

  @bone.tioficial

www.bone-ti.com