

113100001

Atornillador hexagonal largo 248 mm



113100002

Broca diametro 3.2 mm largo 147 mm



113100003

Broca diametro 4.5 mm largo 145 mm



113100005

Tarrajá de 6.5 mm para hueso esponjoso largo 195 mm



113100006

Tarrajá de 4.5 mm para hueso cortical largo 130 mm



113100007

Medidor de profundidad 4.5 / 6.5 mm largo 110 mm




113100008

Doblador de placa largo 285 mm



113100010

Moldeador de placa largo 212 mm



113100011

Moldeador de placa corto 121 mm



113100012

Guía doble para broca 3.2 mm



113100013

Guía de broca universal fija 4.5 / 3.2 mm



113100014

Guía de broca universal 4.5 / 3.2 mm



113100015

Guía de broca universal 6.5 / 3.2 mm



113100016

Elevador de periestio largo 191 mm



113100017

Separador de hohman largo 267 mm ancho 43.5 mm




113100018

Separador de hohman corto 267 mm ancho 16 mm



113100019

Forceps centrador de placa de bloqueo rápido largo 266 mm




113100020

Avellanador largo 180 mm




113100021

Forceps de reducción con mandíbula aserrada largo 220 mm



113100022

Pinza de reducción con punta de 207 mm



113100023

Camisa de guía de broca de 3.2 mm largo 80 mm



113100024

Extractor de tornillo 120 mm




112100012

Elevador de periostio corto 190 mm



112100024

Mango en T de acople rápido 90 mm



114110015

Atornillador hexagonal de acople rápido largo 100 mm



114400007

Camisa de atornillador 8 mm largo 120 mm

