



TRAUMA

MINI PLACA LCP
ENT 2.0 MM.



BONE
TRAUMA & SPINE SOLUTIONS




MINI PLACA LCP ENT 2.0 MM.



La mini placa LCP en T de 2.0 mm. de BONE Ti posee orificios combinados que permite la compresion o bloqueo de acuerdo a la necesidad, sus muescas de reconstruccion permite un facil moldeado de ser necesario, con bordes ultrapulidos que disminuye la friccion e irritacion de los tejidos blandos.

INDICACIONES

- Fracturas de los falanges
- Fracturas metacarpianos
- Fracturas metatarsianos
- Osteotomias y artrodesis en mano y pie



HOLE	PN	MATERIAL
4	121234104	Titanium
5	121234105	Titanium
6	121234106	Titanium
7	121234107	Titanium

BONE
TRAUMA & SPINE SOLUTIONS





BONE - Ti es una marca Tocamedic Colombia

Carrera 16 No. 13C - 78

Valledupar - Cesar - Colombia

Tel: (57)(5) 589 85 22

Cel: (57) 310 459 1567

info@bone-ti.com

ventas@tocamedic.com

  @bone.tioficial

www.bone-ti.com