



TRAUMA

PLACA 1/3 DE CAÑA
BLOQUEADA





La placa 1/3 de caña bloqueada BONE Ti, está diseñada para dar rápida solución a fracturas de trazos sencillos.

INDICACIONES

- Fracturas diafisarias de cubito
- Fractura de peroné distal
- Fractura diafisaria de clavícula



HOLE	P.N	LENGTH	MATERIAL
4	122247004	52mm	Titanium
5	122247005	64mm	Titanium
6	122247006	76mm	Titanium
7	122247007	88mm	Titanium
8	122247008	100mm	Titanium
9	122247009	112mm	Titanium
10	122247010	124mm	Titanium
12	122247012	148mm	Titanium
14	122247014	172mm	Titanium

TORNILLOS

Tornillo de bloqueo 3.5 mm

BONE

TRAUMA & SPINE SOLUTIONS



TM



www.bone-ti.com



Calle 16 No. 15 - 16 Local 102
Tel: (575) 580 33 08 Cel: (57) 315 580 1249
E-mail: contacto@bone-ti.com
Valledupar - Cesar - Colombia

www.bone-ti.com