

TRAUMA

PLACA LCP  
OLECRANON  
3.5 MM




# PLACA LCP OLECRANON 3.5 MM



La placa LCP olecranon 3.5 mm BONE Ti diseñada anatómicamente para reducir y mantener la estabilidad angular entre el olecranon y el cúbito proximal. Las características de la placa favorecen a la consolidación ósea acelerando su funcionalidad.

## INDICACIONES

- Fracturas complejas extra articulares del olecranon
- Fracturas complejas intra articulares del olecranon
- Fracturas simple de cubito proximal
- Pseudoartrosis del cubito proximal
- Reparación del olecranon en osteotomías de procedimientos de húmero distal




HOLE	PN	DIRECTION	LENGTH	MATERIAL
4	122240104	Left	112mm	Titanium
6	122240106	Left	138mm	Titanium
8	122240108	Left	163mm	Titanium
4	122240204	Right	112mm	Titanium
6	122240206	Right	112mm	Titanium
8	122240208	Right	163mm	Titanium

## TORNILLOS

Tornillo de bloqueo 3.5 mm

Tornillo cortical de 3.5 mm

**BONE**  
TRAUMA & SPINE SOLUTIONS





BONE - Ti es una marca Tocamedic Colombia

Carrera 16 No. 13C - 78  
Valledupar - Cesar - Colombia

Tel: (57)(5) 589 85 22

Cel: (57) 310 459 1567

[info@bone-ti.com](mailto:info@bone-ti.com)

[ventas@tocamedic.com](mailto:ventas@tocamedic.com)

  @bone.tioficial

[www.bone-ti.com](http://www.bone-ti.com)