



TRAUMA

PLACA LCP RECTA
DE COMPRESIÓN
3,5 MM



PLACA LCP RECTA DE COMPRESIÓN 3,5 MM



Esta placa proporciona estabilidad para las fracturas gracias a sus orificios combinados de compresión y de bloqueo, de bajo perfil y de contacto limitado.

INDICACIONES

- Fractura diafisaria de cúbito
- Fractura diafisaria de Radio
- Fractura diafisaria de Húmero (Pacientes pediátricos)
- Fractura diafisaria de Fémur (Pacientes pediátricos)
- Fractura diafisaria de Tibia (Pacientes pediátricos)



TORNILLOS

- Tornillo de bloqueo 3.5 mm
- Tornillo cortical de 3.5 mm
- Tornillo esponjoso de 4.0 mm

HOLE	PN	LENGTH	MATERIAL
5	122226005	70mm	Titanium
6	122226006	84mm	Titanium
7	122226007	98mm	Titanium
8	122226008	112mm	Titanium
9	122226009	126mm	Titanium
10	122226010	140mm	Titanium
12	122226012	140mm	Titanium

BONE **Ti**™
TRAUMA & SPINE SOLUTIONS



www.bone-ti.com



BONE - Ti es una marca Tocamedic Colombia

Carrera 16 No. 13C - 78
Valledupar - Cesar - Colombia

Tel: (57)(5) 589 85 22

Cel: (57) 310 459 1567

info@bone-ti.com

ventas@tocamedic.com

  @bone.tioficial

www.bone-ti.com