



TRAUMA

PLACA GANCHO LCP
DE 3.5 MM



PLACA GANCHO LCP DE 3.5 MM



La placa gancho LCP de 3.5 mm BONE Ti, está diseñada para dar solución a fracturas sencillas con estabilidad sin tensión, con un sistema que garantiza la fijación óptima de pequeños fragmentos y aumenta la estabilidad. Debido a su esquema en forma de tercio de tubo que favorece su maleabilidad y junto con los agujeros combinados y alargados; permite una comprensión controlada o un bloqueo especial en caso de huesos osteoporóticos.

INDICACIONES

- Fracturas simples de olecranon
- Osteotomía de olecranon secundaria a procedimientos de húmero distal




TORNILLOS

Tornillo de bloqueo 3.5 mm

Tornillo cortical de 3.5 mm

| HOLE | PN | LENGTH | MATERIAL |
|------|-----------|--------|----------|
| 3 | 122239003 | 62mm | Titanium |
| 4 | 122239004 | 80mm | Titanium |
| 5 | 122239005 | 98mm | Titanium |

BONE **Ti**™
TRAUMA & SPINE SOLUTIONS



www.bone-ti.com



BONE - Ti es una marca Tocamedic Colombia

Carrera 16 No. 13C - 78

Valledupar - Cesar - Colombia

Tel: (57)(5) 589 85 22

Cel: (57) 310 459 1567

info@bone-ti.com

ventas@tocamedic.com

  @bone.tioficial

www.bone-ti.com